

Насадка одноразовая для держателей ТэнкКлинер и СофтВолл

МикроИнтенсив

Артикул: 162387



Область применения

- Чистые и контролируемые помещения.
- Подходит для использования в классах помещений: ISO 4-9/ GMP A/B, C, D.
- Очищение ламелей, резервуаров и другого оборудования.

Особенности и преимущества

- Микроволокно насадки глубоко проникает в микропоры поверхностей и обеспечивает интенсивную очистку
- Сильновпитывающий материал.
- Низкий уровень потери частиц.
- Устойчива к высоким температурам и химикатам.
- Подходит для автоклавируемой и гамма-стерилизации.

Условия хранения, транспортировки и утилизации

Хранить в сухом и прохладном месте без прямого солнечного света. Продукт не подлежит особым условиям транспортировки опасных грузов и химикатов. Утилизация через мусорный полигон или мусоросжигающий завод.

Состав

Ткань (белая): 50% полиэфирное микроволокно, 50% полиэстер.
Внутренние слои: 100% полиэстер.
Подкладка: 100% полиэстер.

Характеристики

Вес одной насадки: 50 г
Длина: 37 см
Максимальная впитываемость: 120 мл

Артикул продукта	Название	Цвет	Размер	Штук в упаковке	Артикул коробки
162387	Насадка одноразовая МикроИнтенсив для ТэнкКлинер и СофтВолл	Белый	37 см	50	162385

Продукт используется со следующими товарами: Очиститель резервуаров ТэнкКлинер арт. 162235, Очиститель ламелей СофтВолл арт. 162233.