

# Контейнер для мопов с 2 синими клипсами

## Ориго 2

Вместительный контейнер для подготовки и транспортировки мопов. С ручками и клипсами цветового кодирования. Применяется для уборки методом предварительного увлажнения Свеп Про.

Артикул: 534421



### Область применения

- Коммерческая и некоммерческая недвижимость, в том числе бизнес-центры, торговые центры, офисы, жилые комплексы, спортивные, культурные, учебные учреждения, транспорт, аэропорты, вокзалы; учреждения здравоохранения, производства, HoReCa и др. объекты клининга.
- Подготовка, транспортировка и хранение мопов при уборке методом Свеп Про или «ведро-вода», а также хранение сопутствующего уборочного инвентаря.
- Подходит для тележек системы Ориго 2.

### Особенности и преимущества

- Идеально подходит для мопов СВЕП размером 3585 см.
- Удобные ручки для переноски, что позволяет транспортировать контейнер без тележки.
- Имеет мерную шкалу на 19 л на внутренней стенке контейнера.
- Вмещает от 8 до 15 мопов СВЕП.
- Легко вставляется в верхнюю секцию или в рельсы направляющих тележки Ориго 2.
- Возможность смены клипс цветового кодирования для исключения перекрестного загрязнения.
- Может использоваться с откидными двусторонними крышками\*
- Возможность подготавливать мопы в разном растворе или разделять мопы для разных зон уборки в одном контейнере с помощью специального внутреннего разделителя.\*
- Гигиеничные, гладкие и легко моющиеся материалы.
- Высококачественный пластик для максимально долгого срока службы.
- Больше информации об Ориго 2 на сайте:

<https://origo2.vileda-professional.com/ru/>

### Рекомендации по использованию и уходу

- Перед началом работы убедиться, что контейнер чистый.
- После применения тщательно промыть под проточной водой или протереть салфеткой, смоченной слабым щелочным или кислотным раствором.
- Избегать длительного воздействия агрессивной химии.
- Для дезинфекции протирать салфеткой с дезинфицирующим средством.
- Рекомендованная вместимость: моп МикроТек 50 см – 10 шт, МикроТек 75 см – 8 шт, МикроТек 35 см – 15 шт.
- Не вставать на контейнер.
- Во избежание проливов не наливать более 15 л жидкости в контейнер.

### Условия хранения, транспортировки и утилизации

Хранить в сухом и прохладном месте без прямого солнечного света. Продукт не подлежит особым условиям транспортировки опасных грузов и химикатов. Утилизация через мусорный полигон или мусоросжигающий завод.

### Характеристики (допустимое расхождение ±10%)

Вес: 978 г.

Размер: длина 55 см, ширина 23,5 см, высота 21 см, высота ручки 9,3 см. Объем 19 л.

### Состав

Арт. 534421 - полипропилен 100%.

Артикул продукта	Название	Цвет	Размер, см	Штук в упаковке
534421	Контейнер для мопов для Ориго 2 с 2 синими клипсами цветового кодирования	Серо-голубой	55x23,5x21	1

\* - не входит в комплект

Продукт используется со следующими товарами: Крышка для контейнеров для Ориго 2 арт. 534422 (заказ кратно 2 шт); Разделитель контейнера для мопов арт. 160583, Клипса для цветового кодирования, синий/ желтый/ зеленый/ красный арт. 508239/ 509266/ 509265/ 509264.

Бесплатная горячая линия 8 800 3333 600 [www.vileda-prof.ru](http://www.vileda-prof.ru)

Продукт разработан в соответствии со стандартами системы качества группы Фройденберг, Германия. Вся информация, содержащаяся в данном документе, соответствует спецификациям и нашим знаниям, но не гарантирована и может быть изменена без дополнительных предупреждений. Претензии на основе данной информации не принимаются. Январь, 2026